

Preparacja koron

a-diamant Tiefenmarkierer

acurata **Tiefenmarkierer**, „Typ102“ to narzędzia przeznaczone do pierwszorzędowego oznakowania głębokości preparacji (mogą zostać użyte okluzyjnie, policzkowo, doustnie i przedsionkowo). Narzędzia sprzedawane są w czterech wykonaniach: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm. Do łatwiejszego użycia wartość głębokości jest wypalona laserem na szyjce narzędzia. Idealne do ceramicznych wypełnień koron, mostów, licówek.

TYP: Długość 2 mm zalecana jest do okluzyjnej w pełni ceramicznej preparacji.

		L	Ø mm
	806 314 102 T05 009	0,5	0,9
	806 314 102 T10 009	1,0	0,9
	806 314 102 T15 009	1,5	0,9
	806 314 102 T20 009	2,0	0,9



Specyfikacja:

- Preparacja koron, mostków, licówek
- Definiowana głębokość
- Usuwanie równomiernej grubości ściany
- Długa żywotność, bardzo oszczędny
- Laserowy nadruk, żadne niebezpieczeństwo zamiany
- Idealne dla turbin, wydajne chłodzenie (50ml/min⁻¹)
- Obroty maksymalne 450 000 min⁻¹

Certified Quality System DIN EN ISO 9001 · DIN EN ISO 13485