



Narzędzia dla profesjonalistów

rodentica®



PINK FLUFFY

Płócienna polerka z impregnacją ścierną



acurata mandrel 8 mm

014 900 372 513 220

330 104 604 391 080

Ø mm / L 22,0 / 3,5

Ø mm 8

WYPRÓBUJ Zestaw startowy:

8x 014 900 372 513 220
1x 330 104 604 391 080

014 900 372 513 SET



Doskonale nadaje się do dokładnego wyrównania nierówności i wykończenia końcowego powierzchni włókien-podwiązek retencyjnych oraz całkowitych protez zębowych.



KROK 1

Ukosowanie i zaokrąglanie krawędzi włókien-podwiązek retencyjnych, mały nacisk. Zalecane obroty: 5.000 min⁻¹



KROK 2

Polerowanie włókien-podwiązek retencyjnych i plastiku na wysoki połysk, od małego do średniego nacisku. Zalecane obroty: 7.000 min⁻¹

www.rodentica.eu

Rodentica Polska Sp. z o.o.
ul. Michejdy 12, 43-400 Cieszyn
tel. : 033/8510717
rodenticapolska@rodentica.eu