

Omega - gumki do usuwania resztek kleju

Do szybkiego i przyjaznego dla zębów usuwania aparatów ortodontycznych

- Usuwa kleje utwardzane światłem oraz kleje dwuskładnikowe utwardzane chemicznie
- **Bez uszkodzenia** powierzchni szkliva
- Miękkie zachowanie podczas szlifowania (**wyższy komfort podczas pracy**)
- Szybkie usunięcie klejonych punktów i resztek (**oszczędność czasu**)
- Doskonale czyszczenie i polerowanie jednym narzędziem (**bez konieczności wymiany narzędzia**)
- Uzupelnienie do wiertel ortodontycznych lub użycie ich jako zamiennika
- Wielokrotne **użycie** (oszczędna praca)



... ooooh mega!



Wspaniałe wykończenie ortodontycznego leczenia



658 204 243 OMG 030

658 204 243 OMG 055





658 204 030 OMG 060



Zalecenia: używać niższego nacisku roboczego przy obrotach 4.000-6.000 min⁻¹ oraz dodatkowego chłodzenia natryskiem!

KFO - Wiertła do usuwania resztek kleju

HOS - płynne przejście

	L	Ø mm
	500 204 297 HOS 016	6,0
	500 204 194 HOS 016	6,0
	500 204 198 HOS 016	8,0
	500 314 198 HOS 016	8,0



Właściwości

- Bez ostrych krawędzi- zaokrąglona końcówka frezu zapobiega powstawaniu rys
- W całości wykonany z twardego metalu, precyzyjna obróbka zapewniająca maksymalnie cichą i ekonomiczną pracę
- Wysoka wydajność cięcia, nadaje się do resztek wszystkich typów klei

KFO zestaw wiertła do usuwania resztek kleju



030 204 KFO SET

Zestaw zawiera:

500 204 277 072 023
 500 204 194 HOS 016
 510 204 194 019 016
 658 204 030 OMG 060..2x
 658 204 243 OMG 055..2x
 658 204 243 OMG 030..2x

