

Lubrifiant REF 1600064

Mazadlo pro údržbu všeho nářadí Bien-Air násadců, kolíkových nástavců a vzduchových mikromotorů.

Používejte jednou nebo dva krát za den po dobu 1 sekundy a taky před každým sterilizačním cyklem.

Všechny hlavní komponenty jsou v souladu s aktuálními farmaceutickými a potravinářskými předpisy.

Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50 ° C. Nádobu nepropichujte a nespalujte, ani po spotřebování. Nestříkejte otevřeného ohně nebo na hořlavé předměty nebo osoby. Držte nádobu stranou od zdrojů zapálení, cigaretového kouře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobu uchovávejte na dobře větraném místě. Nevdechujte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



Bien-Air dental sa
Länggasse 60
CH-2504 bienne
Phone +41 32 344 64 64

